

Рах4 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа - O43316

Артикул: CM0026928

введение

РАХ4 Кроличье Поликлональное Антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Реагирует с человеческим и мышиным РАХ4, фактором транскрипции, критически важным для развития панкреатических бета-клеток. Идеально для исследований диабета и дифференцировки клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РАХ4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	KPD; MODY9; РАХ4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5078
GeneID	5078
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-200 человеческого РАХ4 (NP_006184.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O43316
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом