

Кроличья Поликлональная Антитело Против Pbx1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - Q96Aq6

Артикул: CM0024970

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого PBXIP1 (HPIP), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P) и ИФА; обнаруживает мишени человека, мыши, крысы; белок 81 кДа; идеально подходит для исследований регуляции транскрипции и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PBXIP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HPIP; PBXIP1
Вид	Человек
ID гена	57326 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 человеческого PBXIP1 (NP_065385.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96AQ6
Молекулярная масса белка	81kDa
Доставка	Сумка со льдом