

Кроличья Поликлональная Антитело К Pcgf3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q3Knv8

Артикул: CM0025988

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого PCGF3 (RNF3A), белка группы Polycomb, участвующего в репрессии генов и модификации гистонов. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь. Подходит для эпигенетических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PCGF3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RNF3; DONG1; RNF3A; PCGF3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10336
GeneID	10336
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-242 человеческого PCGF3 (NP_006306.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q3KNV8
Молекулярный вес белка	28кДа
Доставка	Сумка со льдом