

Кроличья Поликлональная Антитела К Pcnr Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Ww12

Артикул: CM0013258

введение

Поликлональные антитела против человеческого белка PCNP, ядерного белка, участвующего в регуляции клеточного цикла. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышиному и крысиному белку. Идеальны для исследований клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Кроличьи поликлональные антитела к PCNP
Примечания/Альтернативные названия	PCNP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57092
GeneID	57092
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-178 человеческого белка PCNP (NP_065090.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8WW12
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом