

Кроличий Моноклональный Антитело К Pd-L1/Cd274 Для Проточной Цитометрии, Ифа И Ингибирования - Q9Nzq7

Артикул: CM0003712



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого PD-L1/CD274 (B7-H1), валидированное для проточной цитометрии, ИФА и ингибирующих анализов. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 1-290), 33 кДа, для исследований иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к PD-L1/CD274
Примечания/Псевдонимы	B7-H, B7H1, PDL1, PD-L1, hPD-L1, PDCD1L1, PDCD1LG1, PD-L1/CD274
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29126
GeneID	29126
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-290 человеческого PD-L1/CD274 (Q9NZQ7)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия, ИФА, Ингибирование
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NZQ7
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Сумка со льдом