

Кроличья Rab K Pdap1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мцк, Ифа - Q13442

Артикул: CM0028099

введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого PDAP1 (PAP1/HASPP28), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/МЦК, ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения сигнального пути PDGF и регуляции клеточного роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDAP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PAP; PAP1; HASPP28; PDAP1
Вид	Человек
GeneID	11333
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PDAP1 (NP_055706.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек,Мышь,Крыса
SWISS	Q13442
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом