

Pdc Кролик Pab - P20941

Артикул: CM0017184

введение

Поликлональное антитело кролика против Фосдуцина (PDC), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Распознает PDC человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген, соответствующий аминокислотам 1-246 PDC человека. Идеально для исследований зрительной трансдукции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDC Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	PHD; МЕКА; PhLP; PhLOP; PDC
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5132
GeneID	5132
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-246 PDC человека (NP_002588.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P20941
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	В сумке со льдом