

Кроличья Pab K Pdc2L Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brp1

Артикул: CM0029823

введение

Кроличья поликлональная антитело к PDCD2L для обнаружения человеческого, мышиного и крысиного PDCD2L. Подходит для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Идеально подходит для изучения биогенеза рибосом и функции шаперона сборки uS5.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDCD2L Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PDCD2L
Вид	Человек
ID гена	84306
Иммуноген	Рекомбинантный белок слия fusion, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-358 человеческого PDCD2L (NP_115722.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BRP1
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом