

Кроличыи Поликлональные Антитела К Pde11A Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hcr9

Артикул: CM0023679

введение

Кроличыи поликлональные антитела к PDE11A, валидированные для методов WB, IF/ICC, ELISA. Проявляют перекрестную реактивность с мышами и крысами. Подходят для изучения гидролиза цАМФ/цГМФ и передачи сигналов в образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к PDE11A
Примечания/Синонимы	PPNAD2; PDE11A
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	50940
Идентификатор гена	50940
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 712-933 PDE11A человека (NP_058649.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q9HCR9
Молекулярная масса белка	105 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом