


Кроличье Pab К Pde6G Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P18545

Артикул: CM0019535



введение

CamelBio поставляет поликлональное антитело кролика к PDE6G, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Определяет PDE6G человека, мыши и крысы — ингибиторную субъединицу палочковой cGMP фосфодиэстеразы, участвующей в фототрансдукции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к PDE6G
Примечания/Альтернативные названия	PDEG; RP57; PDE6G
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5148
GeneID	5148
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-87 белка PDE6G человека (NP_002593.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18545
Молекулярная масса белка	10 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом