

Кроличье Поликлональное Антитело К Pdha2 (Вестерн-Блоттинг, Иф/Ицх, Ифа) - P29803

Артикул: CM0027814

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PDHA2 (тестис-специфичная альфа-субъединица пируватдегидрогеназы, 43 кДа, SWISS P29803). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, ИФА с реактивностью к человеку, мыши, крысе. Идеально для изучения митохондриального метаболизма и сперматогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к PDHA2
Примечания/Альтернативные названия	PDHAL; SPGF70; PDHA2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5161
ID гена	5161
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 119-388 человеческого PDHA2 (NP_005381.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29803
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом