

Pdhx Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ip, Elisa - 000330

Артикул: CM0027208



введение

PDHX Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP) и ИФА (ELISA). Оно детектирует PDHX человека, мыши и крысы — митохондриальный белок, необходимый для сборки пируватдегидрогеназного комплекса и энергетического метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	PDHX Rabbit pAb
Примечания/Альясы	E3BP; OPDX; PDX1; proX; DLDBP; PDHXd; PDHX
Вид	Человек
GeneID (человек)	8050
GeneID	8050
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	000330
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодовой пакет