

Кроличий Поликлональный Антитело Против Pdk4 Для Wb, IHC-P, Elisa - Q16654

Артикул: CM0028757



введение

Кроличий поликлональный антитело против PDK4, валидированное для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный PDK4 — митохондриальную киназу, регулирующую метаболизм глюкозы и жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDK4 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	PDK4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5166
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 312-411 человеческого PDK4 (NP_002603.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16654
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом