

Кроличья Поликлональная Антитело К Pdk4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q16654

Артикул: CM0016813



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к PDK4, валидированное для применения в WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Взаимодействует с PDK4 человека, мыши и крысы (46 кДа). Идеально подходит для изучения метаболизма глюкозы и жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDK4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PDK4
Вид	Человек
GeneID (человек)	5166
GeneID	5166
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 102-411 человеческого PDK4 (NP_002603.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16654
Молекулярный вес белка	46 кДа
Доставка	В ледяном пакете