


Pdxk Кроличье Моноклональное Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - O00764

Артикул: CM0011704



введение

Кроличье моноклональное антитело к PDXK, валидированное для методов WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными антигенами. Идеально подходит для изучения метаболизма витамина B6, PLP-зависимых ферментов и болезни Шарко-Мари-Тута типа 6C.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDXK кроличье моноклональное антитело
Примечания/Синонимы	PKH, PNK, HMSN6C, PRED79, C21orf97, HEL-S-1a, C21orf124
Вид	Человек
GeneID (человек)	8566
GeneID	8566
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 213-312 белка PDXK человека (NP_003672.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O00764
Молекулярная масса белка	27 кДа/32 кДа/35 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом