

Моноклональное Антитело Pe Anti-Cd94 Для Проточной Цитометрии — O54707

Артикул: CM0009437

введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело к мышиноному CD94 (KlrD1), валидированное для проточной цитометрии. Направлено на ингибирующий рецептор NK-клеток для исследований иммунных контрольных точек и иммуноонкологии. Перекрестная реактивность с мышью. Молекулярная масса 21 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличье антитело к мышиноному CD94, мкА
Примечания/Псевдоним	CD94
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3824
GeneID	16643
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 59-179 мышиноного CD94 (NP_034784.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O54707
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	С холодильным пакетом