

Моноклональное Антитело Ре Против Человеческого Cd15/Ssea-1 Для Проточной Цитометрии — P22083

Артикул: CM0004915

введение

Это конъюгированное с PE мышинное моноклональное антитело специфично связывается с человеческим CD15/SSEA-1 (FUT4) — гликозилтрансферазой, катализирующей синтез антигена Льюиса X. Идеально подходит для детектирования методом проточной цитометрии (ПЦ). Номер доступа в Swiss: P22083.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Мышиное анти-человеческое CD15/SSEA-1 мкАт
Примечания/Альтернативные названия	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Вид	Человек
ID гена (человек)	2526
ID гена	2526
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P22083
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом