

## Моноклональное Антитело Ре Против Человеческого Cd171/L1Cam Для Проточной Цитометрии — P32004

Артикул: CM0011359



### введение

Конъюгированное с ФЭ кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD171/L1CAM, валидированное для проточной цитометрии. Поддерживает исследования клеточной адгезии нейронов, развития мозга и неврологических заболеваний, ассоциированных с L1CAM.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | PE Rabbit anti-Human CD171/L1CAM mAb                                                                                    |
| Примечания/Альтернативные названия | S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1                                      |
| Вид                                | Человек                                                                                                                 |
| ID гена (человек)                  | 3897                                                                                                                    |
| ID гена                            | 3897                                                                                                                    |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 20-1120 человеческого CD171/L1CAM (NP_000416.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                  |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                 |
| Применение                         | ПЦ (FC)                                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                 |
| SWISS                              | P32004                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка           | 140 кДа/139 кДа                                                                                                         |
| Доставка                           | Холодильный пакет                                                                                                       |