


Моноклональное Антитело Pe Anti-Human Cd209/Dc-Sign Для Проточной Цитометрии — Q9Nnx6

Артикул: CM0009717



введение

Конъюгированное с фикоэритрином (PE) кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD209/DC-SIGN, валидированное для проточной цитометрии. Подходит для изучения функции дендритных клеток, распознавания патогенов и иммунного ответа в образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Rabbit anti-Human CD209/DC-SIGN mAb
Примечания/Алиасы	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN
Вид	Человек
ID гена (человек)	30835
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 59–404 человеческого CD209/DC-SIGN (NP_066978.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NNX6
Молекулярная масса белка	4кДа/18кДа/30кДа/33кДа/35кДа/37кДа/41кДа/43кДа/45кДа
Доставка	Холодовая упаковка с пакетами льда