


Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd22 С Конъюгированным Ре Для Проточной Цитометрии - P20273

Артикул: CM0004173



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD22 (Siglec-2), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунотипирования В-клеток, исследований лимфом и изучения сигналинга В-клеточного рецептора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье mAb против человеческого CD22
Примечания/Псевдоним	SIGLEC2; SIGLEC-2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	933
GeneID	933
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20273
Молекулярный вес белка	95kDa
Доставка	Сумка со льдом