

Ре Конъюгированное Моноклональное Антитело К Cd27 Человека Для Проточной Цитометрии - P26842

Артикул: CM0006181



введение

PE-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD27 — костимулирующий иммунный контрольный рецептор на Т-клетках, В-клетках и NK-клетках. Валидировано для проточной цитометрии для изучения CD27-опосредованной активации Т-клеток и формирования памяти.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PE Кроличье анти-Человеческое CD27 mAb
Примечания/Алиасы	T14; S152; Trp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	939
ID гена	939
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P26842
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	В пакете со льдом