

Моноклональное Антитело Ре Против Cr2/Cd21 Человека Для Проточной Цитометрии — P20023

Артикул: CM0004746



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело к человеческому CR2/CD21, валидированное для проточной цитометрии. Направлено на комплементный рецептор типа 2 (рецептор C3d/EBV), корецептор В-клеток и медиатор проникновения вируса. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличье антитело к человеческому CR2/CD21, моноклональное
Примечания/Алиасы	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Вид реактивности	Человек
ID гена (человек)	1380
ID гена	1380
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 21-971 человеческого CD21 (NP_001868.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20023
Молекулярная масса белка	110 кДа/113 кДа/118 кДа/119 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом