

Моноклональное Антитело Ре Против Met/C-Met Для Проточной Цитометрии — P08581

Артикул: CM0010444



введение

Это конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело нацелено на человеческий Met/c-Met и валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии (FC). Рекombинантный иммуноген (а.к. 25-932) обеспечивает специфичность и поддерживает исследования в области онкологии, развития и передачи сигналов рецептора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-кроличье моноклональное антитело против человеческого Met/c-Met
Примечания/синонимы	DA11, HGFR, AUTS9, RCCP2, c-Met, DFN897
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4233
Идентификатор гена	4233
Иммуноген	Рекombинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-932 человеческого Met/c-Met (NP_000236.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточное окрашивание)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P08581
Молекулярная масса белка	156 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом