

Ре-Конъюгированное Моноклональное Антитело К Cd11c Мыши - Q9Qxh4

Артикул: CM0005831

введение

Моноклональное антитело армянского хомячка, конъюгированное с PE, направленное против CD11c мыши (интегрин альфа-X). Предназначено для проточной цитометрии с целью изучения воспалительных реакций, адгезии моноцитов и эритрофагоцитоза в моделях на мышах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-конъюгированное моноклональное антитело к CD11c мыши
Примечания/Синонимы	Cr4; N418; Cd11c
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3687
GeneID	16411
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD11c мыши
Источник	Армянский хомячок
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9QXH4
Молекулярная масса	129 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом