


Ре-Конъюгированное Моноклональное Антитело К Мышиному Cd38 Для Проточной Цитометрии - P56528

Артикул: CM0008256



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело к мышиному CD38, валидированное для проточной цитометрии. Полезно для изучения сигнализации, опосредованной CD38, мобилизации кальция и активации лимфоцитов. SWISS: P56528.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело к мышиному CD38
Примечания/Синонимы	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	952
GeneID	12494
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 45-304 мышиного CD38 (NP_031672.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P56528
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом