

Моноклональное Антитело Ре Против Cd4 Мыши Для Проточной Цитометрии — P06332

Артикул: CM0009427

введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело против CD4 мыши (L3T4, Ly-4). Валидировано для проточной цитометрии (FC). Подходит для идентификации Т-хелперных клеток в исследованиях иммунологии мышей, иммунном профилировании и разработке аналитических методов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличье анти-мышиное МАТ CD4
Примечания/синоним	L3T4; Ly-4
Вид	Мышь
GeneID	12504
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-394 CD4 мыши (NP_038516.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P06332
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом