

Моноклональное Антитело Pe Anti-Mouse Cd69 Для Проточной Цитометрии - P37217

Артикул: CM0008528

введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с PE, специфичное к мышиному CD69 (SWISS P37217).
Валидировано для проточной цитометрии.
Идеально подходит для изучения активации Т-клеток и гомеостаза иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Rabbit anti-Mouse CD69 mAb
Примечания/Псевдоним	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Вид	Мышь
ID гена (человек)	969
ID гена	12515
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 64-199 мышиного CD69 (NP_001028294.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P37217
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	В ледяном пакете