


Моноклональное Антитело К Мышиному Mhc Класса Ii (I-A/I-E), Меченое Ре, Для Проточной Цитометрии — P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Артикул: CM0009858



введение

Конъюгированное с РЕ крысиное моноклональное антитело, направленное против молекул мышиного МНС класса II I-A/I-E. Валидировано для проточной цитометрии, подходит для исследований в области иммунологии и иммуноонкологии. Специфичность к P18468, P06342, Q3U060, P14435.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ крысиное антимышиное моноклональное антитело к МНС класса II (I-A/I-E)
Примечания/Альяссы	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Вид	Мышь
GeneID	14969/14961/381091/14960
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного МНС класса II (I-A/I-E)
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Молекулярная масса белка	30 кДа/32 кДа/26 кДа
Доставка	С холодоэлементом