

Ре Анти-Мышиный Моноклональный Антитело К Tcr Г/Δ Для Проточной Цитометрии - Tcrdelta

Артикул: CM0007817

введение

Конъюгированное с PE моноклональное антитело армянского хомяка против мышиногo TCR γ/δ. Валидировано для проточной цитометрии, подходит для изучения популяций γδ Т-клеток в исследованиях иммунной системы мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PE анти-мышиный TCR γ/δ МАТ
Примечания / Псевдоним	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
Вид	Мышь
ID гена	110066/110067
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиногo TCR γ/δ
Источник	Армянский хомяк
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
Доставка	Сумка-холодильник