

Моноклональное Антитело Ре Против Cd55 Мыши/Человека Для Проточной Цитометрии — Q61475

Артикул: CM0009296

введение

Моноклональное кроличье антитело против CD55 (DAF) мыши/человека, конъюгированное с PE и валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на ускоряющий распад комплемента фактор, GPI-якорный белок, ингибирующий C3/C5-конвертазы. Идеально подходит для иммуноонкологических исследований и изучения системы комплемента.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело PE против CD55 мыши/человека
Примечания/синонимы	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
Вид	Мышь
GeneID (человек)	1604
GeneID	13136
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35–361 CD55/DAF мыши (NP_034146.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q61475
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом