


Ре Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Vegfr-3/Flt-4 Человека Для Проточной Цитометрии - P35916

Артикул: CM0011762



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на VEGFR-3/FLT-4 человека. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 25-776). Валидировано для проточной цитометрии в образцах человека. Идеально для исследований лимфангиогенеза и сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ Кроличье анти-Человеческое VEGFR-3/FLT-4 mAb
Примечания/Альтернативные названия	PCL, CHTD7, FLT-4, FLT41, LMPH1A, LMPHM1, VEGFR3, VEGFR-3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2324
Иммуноген	Рекомбинантный белок-фузия, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-776 VEGFR3/FLT4 человека (NP_002011.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P35916
Молекулярная масса белка	153 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом