

Ре-Cf594 Кролик Анти-Человеческий Bcl6 Мат - P41182

Артикул: CM0009765



введение

Конъюгированное моноклональное антитело, направленное против человеческого BCL6, для внутриклеточной проточной цитометрии. Распознает BCL6, транскрипционный репрессор, необходимый для реакций герминативного центра, с применением в исследованиях иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-CF594 Кролик анти-Человеческий BCL6 мат
Примечания/Псевдоним	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
Вид	Человек
GeneID (Человек)	604
GeneID	604
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 235-350 человеческого BCL6 (NP_001124317.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P41182
Молекулярный вес белка	79кДа
Доставка	Сумка со льдом