


PE-Cf594 Кроличье Моноклональное Антитело К Cd69 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии — Q07108

Артикул: CM0008663



введение

Конъюгированное с PE-CF594 кроличье моноклональное антитело к CD69 человека и обезьяны, валидированное для проточной цитометрии. Выявляет антиген ранней активации на Т-клетках, В-клетках и NK-клетках; 23 кДа; перекрёстно реагирует с яванским макаком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-CF594 кроличье моноклональное антитело к CD69 человека/обезьяны
Примечания/синонимы	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Вид	Человек
GeneID (человек)	969
GeneID	969
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 78-199 CD69 человека (NP_001772.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, яванский макак
SWISS	Q07108
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом