

Моноклональное Антитело Кролика PE-Cf594 К Hla-Dr Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии — P01903

Артикул: CM0009779



введение

Конъюгированное PE-CF594 моноклональное антитело кролика к альфа-цепи HLA-DR человека и яванского макака (P01903), оптимизированное для проточной цитометрии (ПЦ). Позволяет детектировать антигенпрезентирующие клетки, экспрессирующие MHC класса II, в исследованиях в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика PE-CF594 к HLA-DR человека/обезьяны
Примечания/Синонимы	HLA-DRA1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3122
ID гена	3122
Иммуноген	Рекомбинантный белок HLA-DR человека.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Человек, яванский макак
SWISS	P01903
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Айс-пак