


PE-Cf594 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Pdgfra/Cd140A Человека/Мыши Для Проточной Цитометрии - P16234

Артикул: CM0005042



введение

Конъюгированные с PE-CF594 кроличьи моноклональные антитела против PDGFRα/CD140a человека и мыши, валидированные для проточной цитометрии. Подходят для изучения сигналинга рецептора PDGF, пролиферации клеток, эмбрионального развития и исследований в области онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-CF594 Кроличьи мАт против PDGFRα/CD140a человека/мыши
Примечания/Псевдоним	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Вид	Человек/Мышь
ID гена (Человек)	5156
ID гена	5156
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-524 PDGFRα человека/мыши (NP_006197.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16234
Молекулярный вес белка	123 кДа
Доставка	Сумка со льдом