

Ре-Конъюгированное Моноклональное Антитело Анти-Cd22 Мыши Для Проточной Цитометрии — P35329

Артикул: CM0009149

введение

Это РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело анти-CD22 мыши предназначено для проточной цитометрии. Оно связывается с В-клеточным рецептором CD22 (Siglec-2) и облегчает идентификацию В-клеток и функциональный анализ образцов мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-кроличье анти-мышиное mAb CD22
Примечания/псевдонимы	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Вид	Мышь
GeneID (человек)	933
GeneID	12483
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-151 CD22 мыши (NP_033975.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P35329
Молекулярная масса белка	89 кДа/93 кДа/97 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом