

Моноклональное Антитело Мыши Против Человеческого Cd11b, Меченое Pe, Для Проточной Цитометрии — P11215

Артикул: CM0004505



введение

Конъюгированное с фикоэритрином (PE) моноклональное антитело мыши, направленное против человеческого CD11b (интегрин альфа-M, MAC-1), предназначенное для проточной цитометрии. Специфично связывается с человеческим CD11b — рецептором адгезии лейкоцитов с молекулярной массой 127 кДа, участвующим в врожденном иммунитете и воспалении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело мыши против человеческого CD11b, меченое PE
Примечания/синонимы	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Вид специфичности	Человек
ID гена (человек)	3684
ID гена	3684
Иммуноген	Синтезированный пептид, соответствующий участку человеческого CD11b
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11215
Молекулярная масса белка	127 кДа
Условия доставки	С холодоэлементом