

Мышиное Моноклональное Антитело Ре К Cd11c Человека Для Проточной Цитометрии - P20702

Артикул: CM0003993



введение

Конъюгированное с PE мышиное моноклональное антитело, специфически нацеленное на CD11c человека (интегрин альфа-X, ITGAX). Валидировано для проточной цитометрии (FC) и обладает перекрестной реактивностью с образцами человека. Полезно для изучения адгезии моноцитов, хемотаксиса и эритрофагоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное моноклональное антитело PE к CD11c человека
Примечания/Псевдоним	CD11C; SLEB6
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3687
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD11c человека.
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20702
Молекулярная масса белка	128 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом