

Ре-Конъюгированное Мышиное Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd15/Ssea-1 Для Fc - P22083

Артикул: CM0012294

введение

РЕ-конъюгированное мышиное моноклональное антитело, нацеленное на эпитоп человеческого CD15/SSEA-1 (FUT4), валидировано для проточной цитометрии. Подходит для исследований в области биологии лейкоцитов, характеристики стволовых клеток и изучения селектин-опосредованной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Mouse anti-Human CD15/SSEA-1 mAb
Примечания/Альтернативные названия	LeX; CD15; ELFT; FCT3A; FUTIV; SSEA-1; FUC-TIV
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2526
GeneID	2526
Иммуноген	Синтетический пептид, полученный из человеческого CD15/SSEA-1
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P22083
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом