

Мышинная Моноклональная Антитела К Человеческому Cd3, Меченная Рэ, Для Проточной Цитометрии - P07766

Артикул: CM0011580



введение

Конъюгированная с фикоэритрином (РЭ) мышинная моноклональная антитела, нацеленная на эпсилон-цепь человеческого CD3 (UniProt: P07766). Подходит для детекции Т-клеток и иммунофенотипирования методом проточной цитометрии. Данный реагент позволяет идентифицировать Т-лимфоциты в различных типах образцов. Реактивность по видам: Человек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Мышинная антитела anti-Человеческий CD3, моноклональная
Примечания/Алиасы	ТЗЕ; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Вид	Человек
ID гена (Человек)	916
ID гена	916
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD3
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07766
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Холодильный пакет