

## Мышьиные Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd42A, Конъюгированные С Ре, Для Проточной Цитометрии - P14770

Артикул: CM0010870



### введение

Конъюгированные с PE мышьиные моноклональные антитела, направленные на человеческий CD42a (GPIX). Для анализа проточной цитометрии (FC) гликопротеина IX тромбоцитов, субъединицы рецептора фактора фон Виллебранда GPIb-V-IX. Валидированы для образцов человека.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                   |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Название продукта         | PE Мышьиные мАб против человеческого CD42a |
| Примечания/Псевдоним      | GPIX; CD42a                                |
| Вид                       | Человек                                    |
| ID гена                   | 2815                                       |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок человеческого CD42a.  |
| Источник                  | Мышь                                       |
| Категория                 | Моноклональные антитела                    |
| Применение                | FC                                         |
| Перекрестная реактивность | Человек                                    |
| Номер доступа SWISS       | P14770                                     |
| Молекулярный вес белка    | 19кДа                                      |
| Доставка                  | Сумка со льдом                             |