

Мышьинные Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd45Ro, Конъюгированные С Ре, Для Проточной Цитометрии - P08575

Артикул: CM0012215



введение

Конъюгированные с PE мышьинные моноклональные антитела, направленные против человеческого CD45RO, рецепторной тирозин-протеинфосфатазы C, участвующей в активации Т-клеток. Валидированы для применения в проточной цитометрии (FC), распознают изоформу человеческого CD45RO.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Mouse anti-Human CD45RO mAb
Примечания/Псевдонимы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5788
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08575
Молекулярный вес белка	136kDa
Доставка	Сумка со льдом