

Моноклональное Антитело Ре Мыши Против Человеческого Cd56 Для Проточной Цитометрии - P13591

Артикул: CM0011175



введение

Конъюгированное с PE моноклональное антитело мыши против человеческого CD56 (NCAM1), валидированное для проточной цитометрии (ПЦ). Надежный инструмент для изучения натуральных киллерных клеток, нейральной адгезии и механизмов проникновения вирусов. - P13591

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело PE мыши против человеческого CD56
Примечания/Алиасы	CD56; NCAM; MSK39
Вид	Человек
ID гена	4684
Иммуноген	Синтетический пептид Синтезированный пептид, полученный из человеческого CD56
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13591
Молекулярная масса белка	40кДа/73кДа/80кДа/83кДа/93кДа/95кДа
Доставка	С пакетом льда