

Моноклональные Антитела Мыши Против Человеческого Cd56/Ncam1, Конъюгированные С Ре, Для Проточной Цитометрии - P13591

Артикул: CM0004433



введение

Моноклональные антитела мыши против человеческого CD56/NCAM1, конъюгированные с РЕ, для применения в проточной цитометрии. Обнаруживают молекулу клеточной адгезии нейронов 1 (NCAM1) с молекулярной массой 95 кДа, которая участвует в адгезии нейронов и проникновении вирусов. Перекрестная реакция с человеком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ Мышь анти-человеческий CD56/NCAM1 мАт
Примечания/Псевдоним	CD56; NCAM; MSK39
Вид	Человек
ID гена	4684
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD56/NCAM.
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13591
Молекулярный вес белка	95кДа
Доставка	Сумка со льдом