

Ре-Мышиное Моноклональное Антитело Против Tcr Vδ2 Человека Для Fc — P04234

Артикул: CM0011013



введение

Оптимизированное для проточной цитометрии это конъюгированное с PE мышиное моноклональное антитело против TCR Vδ2 человека обеспечивает надежный анализ субпопуляций Т-клеток и высокую специфичность при работе с образцами человека в иммунологических исследованиях; идеально подходит для изучения γ/δ-Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-мышиное моноклональное антитело против TCR Vδ2 человека
Примечания/псевдонимы	TCRD; TRD@; TCRDV1
Вид	Человек
GeneID	6964
Иммуноген	Рекомбинантный белок TCR Vδ2 человека
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P04234
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия доставки	Хладоэлемент