


Мышьиные Моноклональные Антитела Против Кроличьего IgG (Fc), Конъюгированные С Ре, Для Проточной Цитометрии - P01870

Артикул: CM0006472



введение

Конъюгированные с РЕ мышьиные моноклональные антитела, направленные против Fc-области кроличьего IgG. Разработаны для обнаружения кроличьих иммуноглобулинов методом проточной цитометрии в иммунологических исследованиях и диагностических тестах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Mouse anti-Rabbit IgG (Fc) mAb
Вид	Кролик
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 96-323 кроличьего IgG (Fc) (P01870)
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Кролик
SWISS	P01870
Молекулярный вес белка	35 кДа
Доставка	Сумка со льдом