

ФЭ Кроличья Моноклональная Антитела К 4-Гидроксиненалю (4-HNE) Для Проточной Цитометрии

Артикул: CM0000056

введение

Конъюгированная с фитоэритрином кроличья моноклональная антитела, нацеленная на 4-гидроксиненаль (4-HNE) — маркер перекисного окисления липидов. Подходит для внутриклеточной проточной цитометрии (ПЦ). Реактивность не зависит от вида организма. Поставляется компанией CamelBio для закупки сырья для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ФЭ кроличья мАб к 4-гидроксиненалю
Примечания/Альяс	4-HNE
Иммуноген	Химические соединения, соответствующие 4-гидроксиненалю.
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Не зависит от вида организма
Доставка	С ледяным пакетом