

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Куриного Cd25 Для Проточной Цитометрии - Q90Wj4

Артикул: CM0004552

введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против куриного CD25 (альфа-субъединица рецептора IL-2), валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для исследований в области авианной иммунологии, изучения Treg и исследований иммунной толерантности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи мАб против куриного CD25
Примечания/Псевдонимы	CD25; IL2r; Ly-43; p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3559
ID гена	395294
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-190 куриного CD25 (NP_989927.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Курица
SWISS	Q90WJ4
Молекулярный вес белка	24 кДа
Доставка	Со льдом