

Моноклональное Антитело Кролика К Cd19 Собаки, Конъюгированное С Ре - Cd19

Артикул: CM0008193

введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика к CD19 собаки, конъюгированное с РЕ, специально валидированное для проточной цитометрии. Подходит для иммунофенотипирования В-клеток и иммунного мониторинга в моделях на собаках. Оптимизировано для надежной работы при разработке IVD-тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное моноклональное антитело кролика к CD19 собаки
Вид	Собака
ID гена (человек)	930
ID гена	607898
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-299 CD19 собаки (XP_013969991.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Собака
Транспортировка	Ледяной пакет