

Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против G4S Линкера - G4S Линкер

Артикул: CM0009696

введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на пептид G4S линкера. Валидировано для проточной цитометрии (FC) с видонезависимой реактивностью, подходит для детекции меченных G4S белков в исследованиях и диагностике.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье анти-G4S линкер mAb
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтезированный пептид, полученный из G4S линкера)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Видонезависимая
Доставка	В пакете со льдом